

# Hygienråd för inmuRELAX och inmuDANCE

Under rådande omständigheter, är god hygien av största prioritet. Designen på inmu är utformad för beröring och nära fysisk kontakt med användaren, därför är den även lätt att tvätta och underhålla. Nedan följer hur man lätt kan rengöra sin inmu.

## Våra råd för god inmu hygien:

- Alla varianter av inmu överdrag kan tas av och tvättas i tvättmaskinen eller för han. Följ instruktionerna på överdragets etikett eller se information på [www.inmutouch.com/support](http://www.inmutouch.com/support)
- Vi rekommenderar att ni följer tvätt instruktionerna. Det är dock möjligt att tvätta överdraget till inmuDANCE och överdraget till inmuRELAX polyester vid 95°C\*, om krav på ytterligare hygien är aktuell. (OBS: Detta gäller inte för inmuRELAX överdrag i organisk bomull).  
\*Tvätt i högre temperaturer kan orsaka mindre förändringar i färg och kvalitet på överdraget.
- Både det yttre och inre överdraget kan torkas av med en fuktig trasa med vatten och tvål, eller rengöras med desinfektionsservett eller annat etanol innehållande medel.
- Om inmu ska användas av flera, till exempel på ett äldreboende eller daglig verksamhet, rekommenderar vi att ni köper extra överdrag. Överdraget kan således bytas innan ny person använder inmu.

### Om COVID-19:

Det är inte känt exakt hur länge viruset kan överleva på ytor, men troligtvis från ett par timmar upp till flera dagar. Infektionen kan inte överföras bara genom att man vidrör objekt med virus på. Infektionen kräver att viruset kommer i kontakt med slemhinnorna i munnen, näsan eller ögonen. Vi rekommenderar att ni följer de allmänna råden från folkhälsomyndigheten. <https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/>

